

제품명: DAPK1(인산화 Ser308) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab04535

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인산화
결합	비결합
변형	인산화된
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오 단백질 0.5%, 산기 방부제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상 정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	-

항원 정보

유전자명	DAPK1
다른 이름	DAPK1; DAPK; Death-associated protein kinase 1; DAP kinase 1
유전자 ID	1612.0
SwissProt ID	P53355
면역원	이 항체는 Ser308 인산화유추원인 DAPK1 유래 항원 펩타이드를 용해성 단백질로 제조되었습니다. (인산화) 274-323

배경


생물학 단백질 키나제 1 (DAPK1)은 세포 사멸의 중요한 매개체입니다. DAPK1은 8개의 인산화 부위를 가진 2개의 주요-루킨산 부위를 가진 구조적으로 독특한 160kD 크기의 단백질로 구성되어 있습니다. 이 단백질은 세포 사멸을 유도하는 다양한 자극에 반응하여 활성화됩니다. [RefSeq] 제 2013년 12월, 촉매 활성 ATP + 단백질 = ADP + 인산화 단백질 보조인자 : 마우스 유추원 Ser-308에 의해 인산화되어 활성 조절 가능 세포 사멸 조절자 역할을 하는 단백질로 인식된 주요 키나제 유추원. 이 단백질은 세포 사멸을 유도하는 다양한 자극에 반응하여 활성화된 단백질 키나제 1에 의해 인산화됩니다.

함 유성 단백질 키메라 유래 단백질, CAMK 서브유닛 단백질 키메라 단백질, DAP 키메라 단백질에 함유 유성 1 개 단백질 포함 유성 1 개 단백질 키메라 단백질 포함 유성 10 개 ANK 반복 시퀀스 포함 세포 내 위치 연구 단백질 시퀀스 포함 함께 제공

연구 분야

약 전행 경로 병용

이미지 데이터



과립도 단백질 표암 조직 면역조직화학 분석 향는 1:100 으로 하여 4°C 에서 16시간 동안 반응했다. 항원 특이성은 고염 및 고의 Tris-EDTA, pH 8.0 용액 사용했다. 음성 대조 (오직) 은 항원 단백질에 로 전처하여었다.