

카탈로그 번호: APRab04662

요약

설명	코리넨 항체
숙주	코리
적용	WB, ELISA
반응성	인간 생체 유래
결합	비결합
변형	안정된
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보존액 0.5%, 산구방제제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	친화성 정제

적용


희석 비율	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000
분자량	125kDa

항원 정보

유전자명	PTK2
다른 이름	PTK2; FAK; FAK1; Focal adhesion kinase 1; FADK 1; Focal adhesion kinase-related nonkinase; FRNK; Protein phosphatase 1 regulatory subunit 71; PPP1R71; Protein-tyrosine kinase 2; p125FAK; pp125FAK
유전자 ID	5747.0
SwissProt ID	Q05397
면역원	이항원 Tyr861 안화유주인간 FAK 유전산품을 사용하여 생성된 다 에피소프. 828-877

배경

단백질 키나제 2 (PTK2) 유전자 발현은 유전자 발현에 의해 조절되는 단백질 키나제 발현을 유도한다. 단백질 키나제 FAK 하위속



양세포에 대한 단백질 농도 1:1000 이하인 Phospho-FAK(Y861) 단백질 사용

Phospho-FAK(Y861) 항을 사용하여 3T3 HELA 세포용 단백질 농도를 측정한다. 항은 1:1000 이하이다.

