

제품명: Fhit(인산화 Tyr114) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab04671

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인산화 티로신
결합	비결합
변형	인산화
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산기방부제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	-

항원 정보

유전자명	FHIT
다른 이름	FHIT; Bis(5'-adenosyl)-triphosphatase; AP3A hydrolase; AP3Aase; Diadenosine 5'; 5'''-P1,P3-triphosphate hydrolase; Dinucleosidetriphosphatase; Fragile histidine triad protein
유전자 ID	2272.0
SwissProt ID	P49789
면역원	이 항체는 Tyr114 인산화유주변인 FHIT 유래항원을 사용하였습니다. 예상 분량: 80-129

배경


이 유전자는 허파암에서 유전자 결실의 중요한 표지자로 알려진 5', 5'''-P1, P3- 트립토판 가수분해효소입니다. 이 유전자는 빈혈, 폐암, 유방암, FRA3B를 포함하여 발암에 연관성은 이 유전자의 변형 및 정적인 전사를 유발할 수 있습니다. 상류 유전자 정적인 전사는 도식암 위험 및 장암의 위험에 발효됩니다. 이 유전자에 대한 대립형질은 상류 정적인 전사를 발효합니다. [Ref

Seq 제 2009년 10월 10일, 최형성 P(1)-P(3)-바(5'-아데신 트로피데트+ H(2)O = ADP + AMP., 보인자 이상은 마늘 주성분이다. 그러나 온정로검이 큰데
 대될수있다. 이 경우엔 큰 과하지않음. 질병 FHIT 외관인염색이 조 발병양성및대성명서(신장)MIM:144700]에서검된 전위(3;8)(3p14.2). 질병 소환양과관련
 . 유전적증후군에추위유전자 FRA3B 를포함3p14.2 염색체상영역같은인 FHIT 단백질의형성이발될가능 A-5'-PPP-5'A 를결합하여AMP 와ADP 를생합 특조제에한
 중의차일가능이있음. 질병분류:PubMed:15007172. 유성1 개FHIT 단백을포함 소위 동양계 조특성검된도 전에서는 온으로발됨. 인화FHIT 는간과장에서는 관찰되었
 보때에는 관찰되지않는다. 또한 태도된도안정세추어인화FHIT 가결하지않는다.


연구 분야

유전자 분석, 단백질 분석

이미지 데이터



FHIT(Phospho-Tyr114) 항체를용한면역인화법(Phospho-left) 및인화법(Phospho-right)에 대한효율면역추출법(Phospho-ELISA)



표면에포된인간결장조직에대한면역조직화학(FHIT(Phospho-Tyr114) 항체사용. 오른쪽 그림은인화법이다. 차한결입니다.