

제품명: FoxO1/3/4 (인산화 Thr24/32) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab04697

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인산화 생체
결합	비결합
변형	인산화
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산기방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	78kDa

항원 정보

유전자명	FOXO1/3/4 FOXO1; FKHR; FOXO1A; Forkhead box protein O1; Forkhead box protein O1A; Forkhead in rhabdomyosarcoma; FOXO3; FKHL1; FOXO3A; Forkhead box protein O3; AF6q21 protein; Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1; FOXO4; AFX; AFX1; MLLT7; Forkhead box
다른 이름	
유전자 ID	2308/4303
SwissProt ID	Q12778/O43524/P98177
면역원	이 항체는 Thr24/32 인산화 유전자인 FOXO1/3/4-pan 유항원만을 대상으로 생성되었습니다. 이 항체는 15-64

배경

이 유전자는 특이적으로 근육을 특이화하는 포크헤드 전 인자 계열에 속하며 유전자 제 1번은 아직까지 알려진 근육 및 혈액에 관련 가능성이 있습니다. 이 유전자 PAX3 의 전사 표적 형질 유전자 관련

