

제품명: HDAC5/9 (인산화 Ser259/220) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab04765

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인산화
결합	비결합
변형	인산화
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용


희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	121kDa

항원 정보


유전자명	HDAC5/HDAC9 HDAC5; KIAA0600; Histone deacetylase 5; HD5; Antigen NY-CO-9; HDAC9; HDAC7; HDAC7B;
다른 이름	HDRP; KIAA0744; MITR; Histone deacetylase 9; HD9; Histone deacetylase 7B; HD7; HD7b; Histone deacetylase-related protein; MEF2-interacting transcription rep
유전자 ID	10014/9734
SwissProt ID	Q9UQL6/Q9UKV0
면역원	이 항체는 Ser259 인산화유주변의 HDAC5 유래 항원을 사용해서 생성되었습니다. 예상 분량: 225-274

배경

하iston은 전사 조절에 중요한 역할을 한다. 하iston은 DNA에 결합하여 DNA 접근을 조절한다. 이 유전자 코딩 단백질은 히스타온 단백질



HepG2 세포에 대한 단백질 분석 Phospho-HDAC5/9 (S259/220) 단백질 1:2000 농도 사용



COLO HELA 293T 세포에 대한 단백질 분석 Phospho-HDAC5/9 (S259/220) 단백질 1:2000 농도 사용