

제품명: Myd88(Phospho-Tyr257) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab05811

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	안화된
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000
분자량	33kDa

항원 정보

유전자명	MYD88
다른 이름	Myeloid differentiation primary response protein MyD88
유전자 ID	4615.0
SwissProt ID	Q99836
면역원	인간 Myd88(Phospho-Tyr257) 에 유한한 항원이다

배경


질병 MYD88 유전자 결함(MYD88 결핍(MYD88D)[MIM:612260])의 원인이 MYD88 결핍으로 인한 항생제 내성 감염과도 관련이 있다. 환자는 생체 면역 반응이 무성인 상태에 있으며 중재 발효 항생제 내성 감염과 결핵균 감염을 앓고 있다. 생체 1~11 개월 사이에 발생한다. 상호 작용하는 다른 단백질에 대한 항원 정보에 대한 링크는 없고, 임상에는 이 질병이 호환된다. 기능 상실 변이 변이체를 사용(TLR) 및 L-1 수용체 신호 전달 경로에 관여하는 여러 단백질이다. IRAK1, IRAK2 및 TRAF6 를 통해 작용하여 NF- κ B 활성화, 세포 사멸 인자 및 염증 반응을 유발한다. IL-8 전 발증 시킬 수 있다.

광분해면역수염 유점 1 개와 TIR 도말을 포함 유점 1 개와 TIR 도말을 포함 소위 중이체 TIRAP 와 공동에 포함 각각 TIR 도말을 통해 TLR2, TLR4, IRAK1 및 RAK2 에 결합 IL1RL1 과 상호 작용 조직 특성 도 조직에 결합

연구 분야

신진대사

이미지 데이터



1. A431 세포 2. 무항체 세포에 대한 컨트롤 분석 1 차양는 1:1000 으로 하여 사용되고 2 차양는 1:10000 으로 하여 사용했다