

제품명: STAT5A/B (인산화 세린 725/730) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab06088

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인산화 세린
결합	비결합
변형	인산화
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000
분자량	87kDa

항원 정보


유전자명	STAT5A
다른 이름	Signal transducer and activator of transcription 5A
유전자 ID	6776.0
SwissProt ID	P42229
면역원	인 STAT5A/B 에 유한한 항원 펩타이드 (인산화 세린 725/730)

배경

연구 분야

신호전달

이미지 데이터



HeLa 293T에 대한 단백질 농도는 1:1000 희석된 차양을 사용하여 4°C에서 1시간 동안 반응시킨 후 1:10000 희석된 차양을 사용하여 25°C에서 1.5시간 동안 반응시켰다.