

제품명: 히스톤 H4(아세틸 Lys8) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab06216

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간, 쥐, 생쥐, 양
결합	비결합
변형	아세틸화
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산기방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용


희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	11kDa

항원 정보

유전자명	HIST1H4A HIST1H4A; H4/A; H4FA; HIST1H4B; H4/I; H4FI; HIST1H4C; H4/G; H4FG; HIST1H4D; H4/B;
다른 이름	H4FB; HIST1H4E; H4/J; H4FJ; HIST1H4F; H4/C; H4FC; HIST1H4H; H4/H; H4FH; HIST1H4I; H4/M; H4FM; HIST1H4J; H4/E; H4FE; HIST1H4K; H4/D; H4FD; HIST1H4L; H4/K; H4FK; H4K8AC
유전자 ID	121504/554313/8294/8359/8360/8361/8362/8363/8364/8365/8366/8367/8368/8370
SwissProt ID	P62805
면역원	이 항체는 인간 히스톤 H4의 Lys8 아세틸 유전자에서 유래한 항원을 사용되었습니다. 예상 범위는 1-50

배경

핵은 전핵을 염색소에 있는 큰 과립을 포함하는 고전 핵 단백질 대체자 핵 소핵(H2A, H2B, H3, H4) 각각 두 분자 B를 함유하고 B를 주위에 146bp의 DNA가 둘러싸여



KB 세포에 대한 단백질 분석은 아실 히스톤 H4(K8) 단백질 1:500 희석에서 1:20000 희석까지 수행되었습니다.