

제품명: 4E-BP1 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab06332

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오단백질 0.5%, 산기방부제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	18kDa

항원 정보

유전자명	EIF4EBP1
다른 이름	EIF4EBP1; Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; 4E-BP1; eIF4E-binding protein 1; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1; PHAS-1
유전자 ID	1978.0
SwissProt ID	Q13541
면역원	이 항체는 인간 4E-BP1 에서 유한한 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다. 아민산 범위 4-53

배경


전체 단백질에서 인간 4E 결합 단백질(EIF4EBP1) (Homo sapiens) 이 유전자 번역체 단백질 결합 구성을 암호화한다. 이 단백질은 전체 단백질에서 인간 4E(eIF4E)와 직접 상호작용하며 eIF4E는 mRNA의 5' 말단 40S 리보솜 소단위 결합하는 중심위 결합 구성이다. 이 단백질은 eIF4E의 상호작용 부채형성을 저해하여 번역을 저해한다. 이 단백질은 인간 조직 및 동물 조직을 포함

많은 산화 스트레스에 노출되면 결국 eIF4E 루틴 단백질의 mRNA 번역이 억제된다 [RefSeq 제 2008 년 7 월]. 기능 eIF4E 가 eIF4F 복합체로 접는 것을 방지하여 eIF4E 활성을 조절한다. 호르몬 성장 인자 및 MAP 키네이스를 통해 산화 스트레스는 세포에서 이러한 단백질 번역 조절을 매개한다. PTM: 인산화 EGF 및 PDGF 에 반응하여 세포 및 조직에 전파된다. DNA 손상 ATM 또는 ATR 에 의해 인산화될 수 있다. 유성 eIF4E 결합 단백질 계열에 속한다. 소위 인산화 인자 EIF4EBP1 은 EIF4G1/EIF4G3 와 경쟁하여 EIF4E 와 상호작용한다. 인산화되면 MAP 키네이스 (MAPK1 및 MAPK3) 의 EIF4EBP1 인산화 복합체를 열어서 EIF4G1/EIF4G3 가 결합하고 결국 모노머가 단독으로 존재한다. 그러나 인산화 FKBP 에 의해 매개되는 인산화될 수 있다.


연구 분야

항상적질 단백질 수용체 mTOR; ErbB/HER; PI3K/Akt; AMPK

이미지 데이터



표면에 포도막 안구 용액 조에 대한 조직화 분석 4E-BP1 항체 사용. 오른쪽 그림은 항암제에 노출된 결과입니다.



EGF 200ng/ml 로 30 분 처리한 MDA-MB-435 세포 용액을 4E-BP1 항체 사용에 의해 단백질 분해합니다. 오른쪽 그림은 항암제에 노출된 결과입니다.