

제품명: 아크로신 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab06527

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산기방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	45kDa

항원 정보

유전자명	ACR
다른 이름	ACR; ACR5; Acrosin
유전자 ID	49.0
SwissProt ID	P10323
면역원	아크로신 유원한 항원 펩타이드 아미노산 범위 40-120


배경

아크로신은 생식선에서 발현하는 주요 단백질 효소이다. 아크로신 유원한 특성을 가진 정자 세포 단백질 효소이다. 아크로신은 전체형인 아크로신으로 존재하지 않는다. 활성은 무명 효소 처리가 가능한 가장 큰 단백질 조각을 통해 나타내며, 이는 효소 활성을 가진다. 아크로신 mRNA는 정자형 후 감수열 단계에 포함된다. 인간 경우 아크로신은 반체정자에서 처음 나타난다. [RefSeq 제공, 2008년 7월, 최기철 유전정보원] Arg-|-Xaa, Lys-|-Xaa, 가능 아크로신 유원한 주요 단백질 효소이다. 아크로신 유원한 특성을 가진 아크로신 펩타이드 아크로신은 전체형 포함


성인장암에서 진단다 유점 펩타이드S1 계열에 해당 다 유점 펩타이드S1 도메인을 포함한다 소위 중(중)의 경계 두개의 영향 같은도 연결어 있다

연구 분야


이미지 데이터




아래의 그림은 항체이용인 항체소위 단백질 분석



파핀코틴안노환 면역조직화 분석 1. 항체 1:100 으로 하여 4°C 에서 1시간 동안 반응했다. 2. 고압 및 고온 EDTA 용액 (pH 8.0) 을 사용하여 항체를 회복했다. 3. 이 항체 1:200 으로 하여 30 분 동안 반응했다.



파핀코틴안노환 면역조직화 분석 1. 항체 1:100 으로 하여 4°C 에서 1시간 동안 반응했다. 2. 고압 및 고온 EDTA 용액 (pH 8.0) 을 사용하여 항체를 회복했다. 3. 이 항체 1:200 으로 하여 30 분 동안 반응했다.



파핀코틴안노환 면역조직화 분석 1. 항체 1:100 으로 하여 4°C 에서 1시간 동안 반응했다. 2. 고압 및 고온 EDTA 용액 (pH 8.0) 을 사용하여 항체를 회복했다. 3. 이 항체 1:200 으로 하여 30 분 동안 반응했다.