

**제품명:** 액티닌- $\alpha$ 2/3 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호:** APRab06548

연구용 전용

## 요약

설명	표기: $\alpha$ 2/3
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간, 쥐, 생쥐
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오 단백질 0.5%, 산기방부제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	103kDa


## 항원 정보

유전자명	ACTN2/ACTN3 ACTN2; Alpha-actinin-2; Alpha-actinin skeletal muscle isoform 2; F-actin cross-linking protein; ACTN3; Alpha-actinin-3; Alpha-actinin skeletal muscle isoform 3; F-actin cross-linking protein
다른 이름	
유전자 ID	88/89
SwissProt ID	P35609/Q08043
면역원	이 항체는 인간 액티닌 $\alpha$ 2/3 에 특이적인 항체를 생성하는 데 사용되었습니다. <a href="#">이 항체의 상세한 정보</a> 를 보려면 <a href="#">이 링크</a> 를 클릭하십시오.


## 배경

액티닌은 액틴을 골격 단백질로 유지시켜주는 역할을 하며, 이는 액틴을 비-골격 단백질로 전환시키는 데 중요합니다. 액티닌은 액틴을 골격 단백질로 유지시키는 데 중요한 역할을 하는 단백질입니다. 이 항체는 액틴을 골격 단백질로 유지시키는 데 중요한 역할을 하는 단백질입니다. 이 항체는 액틴을 골격 단백질로 유지시키는 데 중요한 역할을 하는 단백질입니다.





약단  $\alpha$ 2/3 다분형체를 이용한 다양한 세포의 웨스턴 블롯 분석



약단  $\alpha$ 2/3 다분형체를 이용한 HuvEc 세포의 웨스턴 블롯 분석