

**제품명: ADM** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab06639**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제인 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	-

## 항원 정보

유전자명	ADM
다른 이름	ADM; AM; ADM
유전자 ID	133.0
SwissProt ID	P35318
면역원	이 항원은 인간 ADM 에 유한한 항원 epitopes를 용여 생성되었다. 예상 범위 51-100

## 배경

이 유전자에 의해 코딩된 단백질은 주로 절편되어 생물적 역할인 두 가지 형태인 아미노아미노산과 아미노아미노산 N-말단 20 펩타이드를 생성한다. 아미노아미노산은 52 개의 아미노산으로 구성된 펩타이드로 활성화 , 호르몬 비 조절 산화 생성 및 항균 작용을 포함하여 기능을 가지고 있다. 항원 정보는 이 펩타이드는 낮은 농도에서 대량 항체 반응을 유발하는 것으로 나타났다. [RefSeq 제공 2014 년 8 월, 가능 아미노아미노산(AM)과 아미노아미노산 N-말단 20 펩타이드(PAMP)는 강한 결합 강도 및 결합 특이성이다. 이 유전자는 다른 세포 및 전염성 상충 단백질과 관련이 있는 것으로 나타났다. 생체에서

