

제품명: AF-4 토끼 다클론항체

카탈로그 번호: APRab06659

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간
결합	비특이적
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	130kDa

항원 정보

유전자명	AFF1
다른 이름	AFF1; AF4; FEL; MLLT2; PBM1; AF4/FMR2 family member 1; ALL1-fused gene from chromosome 4 protein; Protein AF-4; Protein FEL; Proto-oncogene AF4
유전자 ID	4299.0
SwissProt ID	P51825
면역원	이 항체는 인간 AF4 에서 유한한 항원 부분을 사용하여 생성되었습니다. 예상 분량: 1-50


배경

이 유전자는 AF4/Fragile X E 장 저체중군 AF4/림프관 단백질 결핍 증후군에 이 단백질은 이 림프관 백혈구 Fragile X E 유전 저체중증과 관련이 있습니다. 이 유전자는 림프관 백혈구 결핍과 관련이 있는 다른 유전자입니다. 이 유전자는 세계적으로 모든 민족에서 발견되며 AF4/Fragile X E 장 저체중군 AF4/림프관 단백질 결핍 증후군과 관련이 있습니다.

가고 있습니다. 단, RNA 중합효소 매개체를 통한 발현 조절 가능성이 높습니다. RNA 간섭 스크리닝을 통한 발현 분석에 필요한 시료는 CD133 의 발현을 확인하는 것으로 다음 다. 대체로 상모양 증식, AFF1 과 관련 염색이 음성 발현이 관찰되었습니다. MLL/HRX 의 전위(4;11)(q21;q23). 결핍으로 인한 발현이 관찰되었습니다. 양성 AF4 계열에 속합니다.

연구 분야

이미지 데이터



AF4 항를 이용한 면역조직화학 분석 결과, AF4 발현이 관찰된다는 것을 확인할 수 있습니다.