

제품명: AKR1CL1 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab06735

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	37kDa

항원 정보


유전자명	AKR1CL1
다른 이름	AKR1CL1; Aldo-keto reductase family 1 member C-like protein 1
유전자 ID	340811.0
SwissProt ID	Q5T2L2
면역원	이 항원은 인간 AKR1CL1에서 유래한 항원입니다. 용액에 포함되어 있습니다. 아민산 번호 80-129

배경

유성 알도 케토 환원 효소에 해당한다. 유성 알도 케토 환원 효소에 해당한다.

연구 분야

이미지 데이터



AKR1CL1 항체를 용인 A549 세포의 핵을 녹색으로 염색한 이미지입니다.