

**제품명: ALMS1** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab06789**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	460kDa

## 항원 정보

유전자명	ALMS1
다른 이름	ALMS1; KIAA0328; Alstrom syndrome protein 1
유전자 ID	7840.0
SwissProt ID	Q8TCU4
면역원	ALMS1 에서는 유한한 단백질이다. 에피소프. 1530-1610

## 배경

이 유전자는 인간에서 열매체나 주어진 특성을 포함하는 단백질을 암호화한다. 암호화 단백질은 새로운 구조적 특성의 형질에 관여한다. 이 유전자의 돌연변이는 알트롬 증후군을 유발한다. 이 유전자의 유전자 (pseudogene) 가 2 번 염색체 동원 영역에 존재한다. 대체로 이 변이 보고되었지만 그 전체 길이는 아직까지 알려져 있지 않다. [RefSeq 제 2014 년 4 월, 별다른 게이트로 표시되지 않았다].  
태아 발달 과정에서 생식 세포에서 발현된다. 태아 발달에서 발현된다. 질병 ALMS1 유전자 결함은 알트롬 증후군 (ALMS) 의 원인이다. [MIM:203800]. 알트롬 증후군은 전신성 안구 질환이다.

명100% 신장기능을 회복시켜야만 2형 당뇨병을 치료하는 근본적인 해결책이다. 확장심근증, 허파부종, 만성기능저하증, 갑상기능저하증, 발작성간기능장애 등이 증후군으로 발생할 수 있다. 기능 회복에 관할 가능성이 있다. PTM: DNA 손상, ATM 또는 ATR 에 의해 인산화된다. 세포내에서 중추 및 말초 세포 기원의 지체 관련되어 있다. 세포내에서 방향제 양극에 의해 합다. 조직 특성 재조직화를 포함 모든 감각 조직에 발현된다. 특정 양의 분자 세포에서 단일 수준으로 발현된다.

## 연구 분야

## 이미지 데이터

