

제품명: 아녹타민-9 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab06935

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 췌장
결합	비특이적
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	-

항원 정보

유전자명	ANO9
다른 이름	ANO9; PIG5; TMEM16J; TP53I5; Anoctamin-9; Transmembrane protein 16J; Tumor protein p53-inducible protein 5; p53-induced gene 5 protein
유전자 ID	338440.0
SwissProt ID	A1A5B4
면역원	이 항체는 인간 TM16J 에서 유래한 항원을 사용하였습니다. 아미노산 범위 481-530


배경

가능 감염의 항원체 역할을 할 수 있음, 세포주기 인종진류, 유성 야단기 에 포함 가능 감염의 항원체 역할을 할 수 있음, 세포주기 인종진류, 유성 야단기 에 포함


연구 분야

-

이미지 데이터



TM16J 항체를 통한 HepG2 세포의 면역형광분석. 오른쪽 그림은 항체 없이로 차한 결과이다.



TM16J 항체를 통한 파핀과 면역조직화학염색. 오른쪽 그림은 항체 없이로 차한 결과이다.