

제품명: BAI-3 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab07453

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	-

항원 정보


유전자명	BAI3
다른 이름	BAI3; KIAA0550; Brain-specific angiogenesis inhibitor 3
유전자 ID	577.0
SwissProt ID	O60242
면역원	이 항체는 인간 BAI3 에서 유한 항원 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다. 아민산 범위 211-260

배경


p53 표적 유전자는 뇌 특이적 혈관 생성 억제제인 7 개의 막 통과 도메인을 가진 단백질을 암호화하며 세포 분열을 억제하고 세포 사멸을 유도하며 뇌 특이적 혈관 생성 단백질 BAI2 와 BAI3 는 각각 BAI1 과 유사하고 유사한 특이성을 가며 혈관 생성에 관여할 수 있습니다.[RefSeq 자료 2008 년 7 월, 기능 혈관 생성 억제 및 세포 증식에 관여할 수 있음 유성 G-단백질 결합 수용체 계열 LN-TM7 하위 계열에 속함 유성 : 1 개의 CUB 도메인을 포함 유성 1 개의 GPS 도메인을 포함 유성 4 개의 TSP type-1 도메인을 포함. 조직 특이성 뇌에서 발견되며 생체 조직 및 일부 교세포 증식 조직에서 발견된 것으로 관찰됨

연구 분야

이미지 데이터



BA13 항체를 이용한 HUVEC 세포 면역형광 분석. 오른쪽 그림은 항체만 처리한 결과이다.



파편에 포함된 노 조직에 대한 BA13 항체를 이용한 조직화 분석. 오른쪽 그림은 항체만 처리한 결과이다.