


, 유성 TGF- β 억제제 합성 소분위 동양제 약화합


연구 분야

고분자 TGF- β 억제제


이미지 데이터




BMP8A 항체를 용인 A549 세포 면역분석 분석 결과 양성 반응이 관찰된다




COLO205 세포 용인 BMP8A 항체를 용인 분석 결과 양성 반응이 관찰된다



BMP-8A 단백질 용인 A549 세포 면역분석



BMP-8A 단백질 용인 COLO205 세포 면역분석



표면 단백질의 조직면역조직화학염색은 1:100으로 하여 4°C에서 1시간 반응시켰다. 항체는 고염 Tris-EDTA, pH 8.0 용액에 용해했다. 음성 대조(음성)은 항체를 면역원 없이로 전환하여 있었다.