

제품명: C1QL3 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab07727

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인자 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%와 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	28kDa

항원 정보


유전자명	C1QL3
다른 이름	-
유전자 ID	389941.0
SwissProt ID	Q5VWW1
면역원	인간 단백질은 분량 110-150의 알부민에서 유한한 함량이다

배경

유형 C1q 도메인 1 개를 포함한다. 유형 콜레우 도메인 1 개를 포함한다. 유형 C1q 도메인 1 개를 포함한다. 유형 콜레우 도메인 1 개를 포함한다.

연구 분야

이미지 데이터



SW480 세포 용출액에 대한 분석 C1QL3 항체 농도 1:1000, 4°C에서 1시간 반응했다