

제품명: C1QL4 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab07728

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인자 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%와 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	26kDa

항원 정보


유전자명	C1QL4
다른 이름	-
유전자 ID	338761.0
SwissProt ID	Q86Z23
면역원	인간 단백질은 110-150의 아미노산에서 유래한 항원이다.

배경

유형 C1q 도메인 1 개를 포함한다. 유형 콜레우 도메인 1 개를 포함한다. 유형 C1q 도메인 1 개를 포함한다. 유형 콜레우 도메인 1 개를 포함한다.

연구 분야

이미지 데이터



PC12 세포를 워터블롯 분석 C1QL4 항체 농도 1:1000 으로 하여 4°C 에서 1시간 반응시켰다