

**제품명: CD57** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab08420**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	-

## 항원 정보

유전자명	B3GAT1 B3GAT1; GLCATP; Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 1;
다른 이름	Beta-1; 3-glucuronyltransferase 1; Glucuronosyltransferase P; GlcAT-P; UDP-GlcUA:glycoprotein beta-1,3-glucuronyltransferase; GlcUAT-P
유전자 ID	27087.0
SwissProt ID	Q9P2W7
면역원	이 항원은 인간 CD57 에 유한 항원 epitopes 를 사용하여 생성되었습니다. 이 단백질의 35-84

## 배경


이 유전자에 코딩된 단백질은 글루코실라노스yltransferase 1 이 효소를 생성할 때 당과 이더 결합을 하는 영한 용 특성을 나타낸다. 이 유전자는 단백질을 이루는 HNK-1 (인간 췌장 세포)

-1, CD57 및 EU7 로 알려진 상황에서 글루코실린 비의 침투로 형성된 다양한 시스툴이 비체 형성되었다 [RefSeq 제공 2008 년 7 월]. 최형성 UDP-글루코실린 + 3- 베타D-갈락투실4- 베타D-갈락투실O- 베타D-자일락탄 백질 = UDP + 3- 베타D-글루코실3- 베타D-갈락투실4- 베타D-갈락투실O- 베타D-자일락탄 백질 보조자 및 가능 당 백질 L2/HNK-1 탄수화물 에피토프 상황에 민감하다. 글루코실린 글리칸 상황에 민감할 수 있다. 접착 아소로 오로무이(ASOR), 아소로 페인, 아소로 신장 표지 단백질 포함된다. 활성 위에서는 스팅피엘린 필라며 스페인 스팅피엘린 가장 흔하다. 그 다음 로 판티인 스팅피엘린, 리노비일 스팅피엘린 순이다. 포자 방을 가진 스팅피엘린 활성이 다. 고 아칼외갈에 관계없이 불화 방을 가진 스팅피엘린 활성이 다. (온라인 GlycoGene 데이터베이스 경로 단백질 변형 단백질 당 유형 글루코실린 단백질 43 계열에 해당 소위 동종형체 조 특성 주로 비체 발현)


## 연구 분야

코로나 바이러스 감염성 해리 바이러스 감염성


## 이미지 데이터




파핀포탄인 조직에 CD57 항체에 대한 면역조직화 분석



파핀포탄인 조직의 면역조직화 분석 1. 항체 1:400 으로 희석하여 4°C 에서 1시간 반응시켰다. 2. 고염 및 EDTA 용액 (pH 8.0) 을 사용하여 항체를 희석했다. 3. 이 항체를 1:200 으로 희석하여 30 분 반응시켰다.



파핀포탄인 조직의 면역조직화 분석 1. 항체 1:400 으로 희석하여 4°C 에서 1시간 반응시켰다. 2. 고염 및 EDTA 용액 (pH 8.0) 을 사용하여 항체를 희석했다. 3. 이 항체를 1:200 으로 희석하여 30 분 반응시켰다.



파핀포탄인 조직의 면역조직화 분석 1. 항체 1:400 으로 희석하여 4°C 에서 1시간 반응시켰다. 2. 고염 및 EDTA 용액 (pH 8.0) 을 사용하여 항체를 희석했다. 3. 이 항체를 1:200 으로 희석하여 30 분 반응시켰다.