

제품명: CFTR 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab08710

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	168kDa

항원 정보

유전자명	CFTR CFTR; ABCC7; Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; CFTR; ATP-binding cassette sub-family C member 7; Channel conductance-controlling ATPase; cAMP-dependent chloride channel
다른 이름	
유전자 ID	1080.0
SwissProt ID	P13569
면역원	이 항원은 인간 CFTR에서 유래한 항원임을 용어상 보았습니다. 아민산 범위 711-760

배경

이 유전자는 ATP 결합 카세트(ABC) 수송체 슈퍼패밀리 구성을 암호화한다. ABC 단백질은 세포 내외를 통해 다양한 이온을 수송한다. ABC 유전자는 ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP,

CFTR 단백질 1:2000으로 Western Blot 분석을 수행했다.

