




파린포틴인간결장조직면역조직화학분석. 절형 PARP-1(D214) 다분향률1:200 온도4°C 에하림용 반응했다. 2. 항체를 위해 pH 6.0 의 트리스 완충용액 사용했다(98°C 이상 20 분). 3. 아향률1:200 온도하림온에 30 분용 반응했다. 음대조은 아향만 사용했다.




파린포틴인간결장조직면역조직화학분석. 절형 PARP-1(D214) 다분향률1:200 온도4°C 에하림용 반응했다. 2. 항체를 위해 pH 6.0 의 트리스 완충용액 사용했다(98°C 이상 20 분). 3. 아향률1:200 온도하림온에 30 분용 반응했다. 음대조은 아향만 사용했다.




파린포틴인간결장조직면역조직화학분석. 절형 PARP-1(D214) 다분향률1:200 온도4°C 에하림용 반응했다. 2. 항체를 위해 pH 6.0 의 트리스 완충용액 사용했다(98°C 이상 20 분). 3. 아향률1:200 온도하림온에 30 분용 반응했다. 음대조은 아향만 사용했다.



파린포틴인폐조직면역조직화학분석. 절형 PARP-1(D214) 다분향률1:200 온도4°C 에하림용 반응했다. 2. 항체를 위해 pH 6.0 의 트리스 완충용액 사용했다(98°C 이상 20 분). 3. 아향률1:200 온도하림온에 30 분용 반응했다. 음대조은 아향만 사용했다.



파린포틴인폐조직면역조직화학분석. 절형 PARP-1(D214) 다분향률1:200 온도4°C 에하림용 반응했다. 2. 항체를 위해 pH 6.0 의 트리스 완충용액 사용했다(98°C 이상 20 분). 3. 아향률1:200 온도하림온에 30 분용 반응했다. 음대조은 아향만 사용했다.



파린포틴인위조직면역조직화학분석. 절형 PARP-1(D214) 다분향률1:200 온도4°C 에하림용 반응했다. 2. 항체를 위해 pH 6.0 의 트리스 완충용액 사용했다(98°C 이상 20 분). 3. 아향률1:200 온도하림온에 30 분용 반응했다. 음대조은 아향만 사용했다.