

제품명: 절단형 TACE(R215) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab09031

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	65kDa

항원 정보

유전자명	ADAM17 ADAM17; CSVP; TACE; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17;
다른 이름	ADAM 17; Snake venom-like protease; TNF-alpha convertase; TNF-alpha-converting enzyme; CD antigen CD156b
유전자 ID	6868.0
SwissProt ID	P78536
면역원	이 항원은 인간 ADAM 17 에 유한한 항원 표지를 용해성 단백질에 부착된 아미노산 범위 196-245

배경

ADAM 메탈로프로테아제 도메인 17(ADAM17) Homo sapiens 이 유전자 ADAM(a disintegrin and metalloprotease domain) 계열 구성원입니다. 이 계열 구성

