

제품명: CTXL 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab09522

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간 췌장
결합	비특이적
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보온액 0.5%, 산기생체 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	34kDa

항원 정보

유전자명	VSIG2 CTH CTXL UNQ2770/PRO7154
다른 이름	V-set and immunoglobulin domain-containing protein 2 (Cortical thymocyte-like protein) (CT-like protein)
유전자 ID	23584.0
SwissProt ID	Q96IQ7
면역원	인간 CTXL에서 유래한 합성 펩티드 (아미노산 범위 260-290)

배경


유성 Ig 유(C2 형면역글로불린) 도메인 1 개를 포함한다. 유성 Ig 유(V 형면역글로불린) 도메인 1 개를 포함한다. 조직 특이성 위장 전신 기관 및 상해는 높은 발현을 보이며, 특히 뇌는 높은 발현을 보인다. 유성 Ig 유(C2 형면역글로불린) 도메인 1 개를 포함한다. 유성 Ig 유(V 형면역글로불린) 도메인 1 개를 포함한다. 조직 특이성 위장 전신 기관 및 상해는 높은 발현을 보이며, 특히 뇌는 높은 발현을 보인다.

는 낮아짐을 보았다.

연구 분야

-

이미지 데이터



CTXL 보디몬 항체 1:1000 으로 희석하여 4°C 에서 밤새 반응시킨 후 Hela 세포를 대상으로 웨스턴 블롯 분석을 수행했다. 이 항체는
염색제 IgG IRDye 800 을 1:5000 으로 희석하여 25°C 에서 1 시간 동안 반응시켰다.