


[RefSeq 제공 2014년 9월] 기능: 리튬이온 배양에 대한 항균성을 가지 있다. 정상 및 장애 관련 수 있다. 유성 세포에 의해, 세포 내의 부활 핵에 의해, 정상 및 비정상 리튬에 의해 있다. 이도 정외에 의해 있다. 조작성 부활 상의 가장 고장 (단일 수준)에 의해 있다.


연구 분야

-

이미지 데이터



Jurkat 세포 용출물 CST11 항를 사용하여 웨스턴 블롯 분석



세포 용출물 A549 항를 사용하여 웨스턴 블롯 분석