

**제품명: DDX24** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab09879**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산기방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	120kDa

## 항원 정보

유전자명	DDX24
다른 이름	DDX24; ATP-dependent RNA helicase DDX24; DEAD box protein 24
유전자 ID	57062.0
SwissProt ID	Q9GZR7
면역원	이 항체는 인간 DDX24 에 유한한 항원 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다. 아미노산 범위 41-90

## 배경


보존도 높은 Asp-Glu-Ala-Asp(DEAD) 로 구성된 DEAD 박스 단백질은 RNA 헬리카제로 분류됩니다. 이들은 번역 시 핵 및 미토콘드리아를 포함한 세포 내 다양한 위치에서 RNA와 상호작용하며, RNA의 구조를 변경하고, RNA의 분해를 촉진하며, RNA의 기능을 조절하는 것으로 알려져 있습니다. 이 유전자 DEAD 박스 단백질을 코딩하는 다른 단백질인 DEAD 박스 단백질은 유성이 없습니다. 아미노산 번호는 Ddx24 와 높은 유사성을 보입니다. [RefSeq] 제 2008년 7월, 기능 ATP 의존 RNA 헬리카제 PTM: DNA 손상 ATM

또는 ATR 에 의해 인산화된 유성 DEAD 박스 할카제에 의해 유성 DEAD 박스 할카제에 의해 DDX24/MAK5 하위계에 의해 유성 할카제 ATP 결합도인 개도함 유성 할카제 C-말단도인 개도함 조직 특성 날기 분함 삼과 뇌에서 강등 하인 환과 종에는 가장은 수준로 전함

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터



표면에 포된 안노조제에 대한 DDX24 항를 이용한 면역조직화 분석 오른쪽은 항염색에 의한 결과이다.