

제품명: DDX52 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab09888

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	67kDa

항원 정보

유전자명	DDX52
다른 이름	DDX52; ROK1; HUSSY-19; Probable ATP-dependent RNA helicase DDX52; ATP-dependent RNA helicase ROK1-like; DEAD box protein 52
유전자 ID	11056.0
SwissProt ID	Q9Y2R4
면역원	이 항체는 인간 DDX52 에서 유한한 항원 부위를 사용하였습니다. 아민산 번호 550-599

배경


주의: 여기에서 언급된 모든 Ensembl 지놈 데이터베이스에서 얻은 것들로에 대해 언급되어 있습니다. PTM: DNA 손상 인식 효소이며, ATM 또는 ATR 에 의해 인산화됩니다. 세포주기에서 광범위하게 있습니다. 유성 DEAD 박스 헬리카제에 속합니다. DDX52/ROK1 하위그룹 유성 헬리카제 ATP 결합 도메인 1 을 포함합니다. 유성 헬리카제 C-말단 도메인 1 을 포함합니다. 주의: 여기에서 언급된 모든 Ensembl

mb1 등분과이모노에이른것으로에이로간주해함다 PTM: DNA 손상인화되어도 ATM 또는ATR 에의해안됨다 사멸주이여사상문제가없다 유성DEAD 박힐
라체계해해함다 DDX52/ROK1 하급 유점 할카제ATP 결합도면1 개함 유점 할카제C-말단도면1 개함


연구 분야

-

이미지 데이터



HepG2 및HT-29 세포양을DDX52 항를사용이단분분석함다 오른쪽은항평이로차함다



DDX52 다른항를1:500 으로하여양세포에단분분석을행함다