

제품명: DOC-1R 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab10097

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간
결합	비특이적
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보온액 0.5%, 산기생제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	-

항원 정보

유전자명	CDK2AP2
다른 이름	CDK2AP2; DOC1R; Cyclin-dependent kinase 2-associated protein 2; CDK2-associated protein 2; DOC-1-related protein; DOC-1R
유전자 ID	10263.0
SwissProt ID	O75956
면역원	이 항체는 인간 CDKA2 에 유한한 단백질을 사용하여 생성되었습니다. 아민기 51-100


배경

사이클린 의존성 키나제 2 관련 단백질 2(CDK2AP2) (인간 유전자 사이클린 의존성 키나제 2 관련 단백질 2 과 상호작용하는 단백질을 암호화한다) 유전자 관련 유전자는 7 번 및 9 번 염색체에 위치한다. 유전자는 대개 무이성 전사 본체가 관찰된다. [RefSeq 제 2012 년 12 월, 유성 CDK2AP 게놈에 포함] 조직성 분포는

연구 분야

-

이미지 데이터



CDKA2 항체를 이용하여 뇌교세포양 뇌종양의 면역조직화학 분석 결과, 오른쪽 그림은 합성된 이미지로 차이를 나타내었다.