

제품명: 도르핀 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab10119

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간
결합	비특이적
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	90kDa

항원 정보

유전자명	RNF19A
다른 이름	RNF19A; RNF19; E3 ubiquitin-protein ligase RNF19A; Double ring-finger protein; Dorfin; RING finger protein 19A; p38
유전자 ID	25897.0
SwissProt ID	Q9NV58
면역원	이 항원은 인간 RNF19A 에서 유래한 항원을 사용하였습니다. 미산 범위 51-100


배경

이 유전자는 RBR(ring between ring fingers) 단백질 계열 구성을 암호화하며, 암호화 단백질은 두 개의 RING-finger 도메인과 하나 또는 두 개의 UBR5 도메인을 포함한다. 이 단백질은 루이체질증 E3 유비퀴틴 리가제 신경퇴행성 질환 증후군 증후군 단백질 1(synphilin-1)을 유비퀴틴화하고 암호화 단백질은 근위축성 측삭 경화증(ALS) 및 파킨슨병과 관련될 수 있다. 대체를


리소모에 의해 전사체가 생성된다[RefSeq 서열 2013년 7월 기준 E2 유전인자 포함] UBE2L3 및 UBE2L6은 모두 다중 도메인형 유전인자로 SNCAIP 또는 CASR 과 같은 표적질에 직접 유전인자를 하는 E3 유전인자 및 리소모체 특이성 SOD1 변체를 유전하여 도메인들을 유전자 산체를 포함한다. 경도 및 중도형 변체 유전인자 PTM: DNA 손상 ATM 또는 ATR 에 의해 인산화 유성 RBR 계열이며 RNF19 하위 계열에 속한다 유성 IBR 형이면 손략도인 1 개를 포함한다 유성 RING 형이면 손략도인 2 개를 포함한다 세로 내외 근위형 축삭 중환의 동상 세포에서 주로 발현되는 유전인자이다 과감병환의 신경 세포에서 주로 발현되는 유전인자이다 소위 UBE2L3 및 UBE2L6 과상호형이다 전사인 Sp1 과 상호형이다 VCP, CASR, SNCAIP 및 근위형 축삭을 유발하는 알SOD1 변체와 상용지만 알SOD1 과상호형이 아니다. 조특성 광학미현과 미세망상체 기능 수준으로 변된다. 중추 신경계에 널리 발현된다.

연구 분야

이미지 데이터



RNF19A 항에 대한 위던블 분석은 오후에 RNF19A 단백질을 보여줍니다.



RNF19A 항을 사용하여 Jurkat 세포에서 위던블 분석은 RNF19A 단백질을 보여줍니다.