

제품명: 엔도글린 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab10463

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:200, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	70kDa

항원 정보

유전자명	ENG END
다른 이름	Endoglin (CD antigen CD105)
유전자 ID	2022.0
SwissProt ID	P17813
면역원	예민성 범위 370-430 의 인간 단백질 합성 펩타이드

배경


이 유전자는 혈관 내피 주위에서 발현되는 막 단백질입니다. 이 단백질은 혈관 내피 세포의 용해와 구조적 무결성 및 배아 및 배아 발달에 중요한 역할을 합니다. 이 유전자의 돌연변이는 생체 내에서 동맥류와 같은 이상 혈관 질환을 유발할 수 있습니다. 이 유전자는 또한 간염 및 위암의 발병과 관련이 있습니다. 이 유전자에 대해서는 다른 이 정보를 제공하는 데서 찾아볼 수 있습니다. (ORW1) 이 유전자도 알려져 있습니다. [RefSeq 제 2013 년 5 월, 질병 ENG 결함은 만성 출혈성 모혈 환자에게 HHT1) 의 원인입니다. [MIM:187300, 108010]; 오릭 랜트 웨버 증후군 (ORW1) 이 유전자도 알려져 있습니다.

HHT1은 암세포의 전이와 관련이 깊으며, 특히 폐암, 유방암, 위암, 췌장암(PAN), 뇌종양(CAVM), 간종양을 특징으로 하는 다양한 암종이다. 이러한 암종은 모두 유사한 형질의 아전인 발암이다. 또한 HHT1의 첫 번째 유전자인 HHT1은 암세포의 전이와 관련이 깊으며, 특히 폐암, 유방암, 위암, 췌장암(PAN), 뇌종양(CAVM), 간종양을 특징으로 하는 다양한 암종이다. 이러한 암종은 모두 유사한 형질의 아전인 발암이다. 또한 HHT1의 첫 번째 유전자인 HHT1은 암세포의 전이와 관련이 깊으며, 특히 폐암, 유방암, 위암, 췌장암(PAN), 뇌종양(CAVM), 간종양을 특징으로 하는 다양한 암종이다. 이러한 암종은 모두 유사한 형질의 아전인 발암이다.


연구 분야

항암화학요법


이미지 데이터




3T3 KB K562 Hela 293T 세포를 이용하여 단백질 분해에서 항체는 500 배 희석되고, 약제는 1:20000로 희석했다.




피토포틴인 판도 조직 면역조직화학에서 항체는 1:200로 희석되었습니다.




피토포틴인 판도 조직 면역조직화학에서 항체는 1:200로 희석되었습니다.




피토포틴인 소장 면역조직화학에서 항체는 1:200로 희석되었습니다.




파킨코틴인 단백질 면역조직화분석 1. 항체 1:200 로 하하여 4°C 에서 1시간 반응시켰다 2. 고압 및 고온 EDTA 용액 (pH 8.0) 을 사용하여 항체를 희석했다 3. 이 항체 1:200 로 하하여 실온에서 30 분 반응했다




파킨코틴인 단백질 면역조직화분석 1. 항체 1:200 로 하하여 4°C 에서 1시간 반응시켰다 2. 고압 및 고온 EDTA 용액 (pH 8.0) 을 사용하여 항체를 희석했다 3. 이 항체 1:200 로 하하여 실온에서 30 분 반응했다



파킨코틴인 단백질 면역조직화분석 1. 항체 1:200 로 하하여 4°C 에서 1시간 반응시켰다 2. 고압 및 고온 EDTA 용액 (pH 8.0) 을 사용하여 항체를 희석했다 3. 이 항체 1:200 로 하하여 실온에서 30 분 반응했다



파킨코틴인 단백질 면역조직화분석 1. 항체 1:200 로 하하여 4°C 에서 1시간 반응시켰다 2. 고압 및 고온 EDTA 용액 (pH 8.0) 을 사용하여 항체를 희석했다 3. 이 항체 1:200 로 하하여 실온에서 30 분 반응했다



파킨코틴인 단백질 면역조직화분석 1. 항체 1:200 로 하하여 4°C 에서 1시간 반응시켰다 2. 고압 및 고온 EDTA 용액 (pH 8.0) 을 사용하여 항체를 희석했다 3. 이 항체 1:200 로 하하여 실온에서 30 분 반응했다