

제품명: FBP3 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab10861

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산기방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	60kDa

항원 정보

유전자명	FUBP3
다른 이름	FUBP3; FBP3; Far upstream element-binding protein 3; FUSE-binding protein 3
유전자 ID	8939.0
SwissProt ID	Q96I24
면역원	이 항원은 인간 FUBP3에서 유래한 항원임을 증명되었습니다. 아민산 범위 201-250


배경

가상성(FUSE)의 일가 DNA와 상호작용할 수 있다. 유전자 발현을 조절할 수 있다. PTM: DNA 손상 ATM 또는 ATR에 의해 인산화된다. 유성 4 개 KH 도메인을 포함한다. 조직 특이성에서 유래한다. 가상성(FUSE)의 일가 DNA와 상호작용할 수 있다. 유전자 발현을 조절할 수 있다. PTM: DNA 손상 ATM 또는 ATR에 의해 인산화된다. 유성 4 개 KH 도메인을 포함한다. 조직 특이성에서 유래한다.


연구 분야

-


이미지 데이터



COLO 및 HepG2 세포들을 FUBP3 항체를 이용하여 Western blot 분석했다. 오른쪽은 항체를 사용하지 않았다.



FUBP3 단백질을 이용하여 Western blot 분석



파란에 표본인 조직의 면역조직화학 분석은 1:100으로 하여 4°C에서 1시간 동안 반응시켰다. 항체를 사용하는 것은 Tris-EDTA, pH 8.0 용액을 사용했다. 음성 대조(오른쪽)은 항체를 사용하지 않은 것으로 전환하여 얻었다.