

제품명: FDC-SP 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab10892

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	-

항원 정보

유전자명	FDCSP
다른 이름	FDCSP; C4orf7; Follicular dendritic cell secreted peptide; FDC secreted protein; FDC-SP
유전자 ID	260436.0
SwissProt ID	Q8NFU4
면역원	인간 FDC-SP 의 C-말단 부위에서 유한한 합성 펩타이드 (아민산 범위 26-75)


배경

이 유전자는 여성 생식선에 발현하는 주요 분자 단백질을 암호화한다. 단백질은 활성 B 세포에 특이적으로 결합하여 항체 반응 조절에 관여한다. 또한 세포의 이동과 침윤을 촉진하여 종양에 기여하는 것으로 생각된다. RefSeq 제품 2011년 12월, 기능 B 림프세포 표면에서 결합한다. 림프종에서는 결합이 B 세포의 증식은 본래 세포의 기능을 억제한다. 조직형성 편성 림프구에서 발현하며 전신에 서강하게 발현하고 감수성 위 결핵은 발병이 늦다.

연구 분야

-

이미지 데이터



과립과 단백질 분해 효소의 면역조직화 분석 1. 항체를 1:200으로 희석하여 4°C에서 1시간 반응시켰다. 2. Tris-EDTA, pH 9.0 용액을 사용하여 염색을 하였다. 3. 항체를 1:200으로 희석하여 30분 반응시켰다.