

제품명: FNBP4 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab11053

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%와 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	111kDa

항원 정보

유전자명	FNBP4 FBP30 KIAA1014
다른 이름	-
유전자 ID	23360.0
SwissProt ID	Q8N3X1
면역원	인간 백질 단백질 일부에서 유래한 합성 펩타이드

배경


도메인 I WW 도메인은 WW 도메인 결합 단백질(WBP)에 결합하는 여러 단백질 중 하나인 FNBP4에 의해 인코딩된다. N-말단 WW 도메인은 더 큰 구조 결합 부위를 가지고 있다. PTM: DNA 손상 인산화에 의해 ATM 또는 ATR에 의해 인산화된다. 유성 2 개 WW 도메인을 포함한다. 서유닛 FMN1에 결합한다. KHDRBS1/SAM68의 여러 단백질 중 하나인 FNBP4에 의해 인코딩된다. 이 항체는 FNBP4에 결합하는 것을 마크한다. 도메인 I WW 도메인은 WW 도메인 결합 단백질(WBP)에 결합하는 여러 단백질 중 하나인 FNBP4에 의해 인코딩된다.

다 N-말단 WW 도메인은 더 뛰어난 결합 능력을 가지고 있으며, PTM: DNA 손상 시 인산화되며 ATM 또는 ATR 에 의해 인산화된다. 유성 2 가위 WW 도메인을 포함한다. 소위 FMN1 에 결합한다. KHDRBS1/SAM68 의 이차 결합 부위 중 한 부위이다. 이 영역이 리닌 메탈로이 결합에 영향을 미치지 않는다.

연구 분야

-

이미지 데이터



HeLa 세포 용액에 대한 웨스턴 블롯 분석을 수행했으며 1 차항체는 1:10000 으로 희석하여 사용했습니다. 2 차항체는 1:10000 으로 희석하여 사용했습니다.