

제품명: FoxB2 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab11075

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간
결합	비특이적
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보온액 0.5%, 산기방부제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	46kDa

항원 정보


유전자명	FOXB2
다른 이름	FOXB2; Forkhead box protein B2
유전자 ID	442425.0
SwissProt ID	Q5VYV0
면역원	이 항체는 인간 FOXB2 에서 유래한 항원 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다. 아민 잔기 251-300

배경


기능: 전이 요소 결합 단백질 DNA 결합 단백질, DNA 결합 단백질, 전이 요소 결합 단백질, DNA 결합 단백질, DNA 결합 단백질

연구 분야

이미지 데이터



HeLa, LOVO 및 A549 세포를 FOXB2 항체 사용하여 Western blot 분석했다. 오른쪽은 합판이로 나타났다.



FOXB2 다른 항체와 함께 HeLa 세포를 Western blot 분석했다.