

제품명: 프리즐드-8 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab11149

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 췌장
결합	비합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르네올 0.5%, 산구방제인 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	70kDa

항원 정보

유전자명	FZD8
다른 이름	FZD8; Frizzled-8; Fz-8; hFz8
유전자 ID	8325.0
SwissProt ID	Q9H461
면역원	이 항원은 인간 FZD8 에서 유래한 항원임을 증명되었습니다. 아민산 범위 486-535

배경

프리즐드-8 수용체(FZD8) (Homo sapiens) 이 인간에 있는 유전자 가족의 일원입니다. 이 계열 구성원은 양(Wingless) 유형 MMTV 통합 바이러스(MMTV) 선조로부터 유래한 7 개의 막 단백질 중 하나입니다. 다른 프리즐드-8 수용체는 비카나린 신호 전달 경로의 일부입니다. 이 유전자는 두 가지 암세포에서 높은 발현을 보여야 하는 유전형 암에서 역할을 할 것으로 생각됩니다. 유한 미소 단백질 세포 사멸 인자 단백질의 구조가 결정되었습니다. [RefSeq 제 2008 년 7 월, 도메인 Lys-Thr-X-X-X-Trp 도메인 Wnt/비카나린 신호 전달 경로와 관련이 있습니다.]

