

제품명: GNG13 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab11555

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보온액 0.5%, 산기방부제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	-

항원 정보

유전자명	GNG13
다른 이름	Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-13
유전자 ID	51764.0
SwissProt ID	Q9P2W3
면역원	인간 GNG13 아미노산 범위 1-50 에서 유래한 합성 펩타이드

배경


인간(MIM 139320 참조), 비인간(MIM 139380 참조), 감마 소단위 구성 요소 중 G 단백질의 가장 흔한 연구용 G 단백질 결합 수용체 신호 전달 단백질입니다. GNG13은 막 단백질로서 세포 표면에서 G 단백질 결합 수용체와 상호작용하는 역할을 합니다(Li et al., 2006 [PubMed 16473877]). [OMIM] 2009년 10월, 기능 관련 유전자 GNG13과 GNG13은 인간 막 단백질로서 세포 표면에서 G 단백질 결합 수용체와 상호작용하는 역할을 합니다. GTPase 활성 GDP를 GTP로 전환하는 과정과 G 단백질의 상호작용에 관여합니다. 유전자 GNG13은 G 단백질 결합 수용체와 상호작용하는 역할을 합니다. 소위 G 단백질은

, 배양 감염이 시작되는 시점을 구명한다.

연구 분야

-

이미지 데이터



파편포탄인구염양조직면역조직화학분석 1. 항체1:200 으로하여4°C 에서1시간냉동보존했다 2. Tris-EDTA, pH 9.0 용액사용하여항체를회복했다 3. 이항체1:200 으로하여실온에서45 분보존했다