

제품명: IgD 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab12419
연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:50-1:200, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	-

항원 정보

유전자명	IGHD
다른 이름	Ig delta chain C region
유전자 ID	-
SwissProt ID	P01880
면역원	에피토폭 111-160 의 인간 단백질에 합성된 펩타이드

배경

유형 3 개의 Ig 유(면역글로불린) 도메인을 포함한다. 유형 3 개의 Ig 유(면역글로불린) 도메인을 포함한다.

연구 분야

면화

이미지 데이터



표면에 포함된 먼지 조약면적의 분포에 대한 1:200 확대 사진이다.