

제품명: 이카로스 3 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab12463

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	62kDa

항원 정보

유전자명	IKZF3
다른 이름	IKZF3; ZNFN1A3; Zinc finger protein Aiolos; Ikaros family zinc finger protein 3
유전자 ID	22806.0
SwissProt ID	Q9UKT9
면역원	이 항체는 인간 IKZF3 에 유한한 항원 에피토프를 사용하여 생성되었습니다. 아민산 범위 361-410

배경


이 유전자는 면역 림프관 발달에 중요한 역할을 하는 이카로스(Ikaros) 계열의 구성원입니다. 이 단백질 계열은 T 세포, B 세포, 자연살해세포(NK 세포) 및 대식세포의 발달에 관여하는 공통 전사 인자입니다. 이 유전자는 또한 B 세포의 발달에 관여하는 것으로 알려져 있습니다. 이 유전자의 결핍은 B 세포의 발달을 방해하고, 이는 B 세포의 수를 감소시키고, 이는 B 세포의 수를 감소시키고, 이는 B 세포의 수를 감소시킵니다. 이 유전자의 결핍은 또한 B 세포의 발달을 방해하고, 이는 B 세포의 수를 감소시키고, 이는 B 세포의 수를 감소시킵니다. 이 유전자의 결핍은 또한 B 세포의 발달을 방해하고, 이는 B 세포의 수를 감소시키고, 이는 B 세포의 수를 감소시킵니다. [RefSeq 제 2012 년 4 월, 10 번째 릴리스]

유형 여분 C2H2 형 연쇄단질계 포함 유성 6 개 C2H2 형 연쇄를 포함 소위 IKZF4 및 KZF5와 상동성 조직성 말초혈액 및 비말혈에서 가장 풍부함


연구 분야

후염화핵산 전달

이미지 데이터



COLO 세포를 IKZF3 항체를 사용하여 분석했다. 오른쪽은 항체이므로 나타났다



여분 3 다른 항체를 1:1000 으로 하여 양식에 대한 분석을 수행했다