

**제품명: IL-7R** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab12567**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
속주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간 쥐 원형
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용


희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	52 60kDa

## 항원 정보


유전자명	IL7R
다른 이름	IL7R; Interleukin-7 receptor subunit alpha; IL-7 receptor subunit alpha; IL-7R subunit alpha; IL-7R-alpha; IL-7RA; CDw127; CD antigen CD127
유전자 ID	3575.0
SwissProt ID	P16871
면역원	이 항원은 인간 IL-7R/CD127 에 유한한 항원 아를 사용되었습니다. 미산 번호: 410-459

## 배경





IL-7R 단백질이 K562 세포에 발현되는지 확인하기 위한 Western blot 분석



IL-7R 단백질이 K562 세포에 발현되는지 확인하기 위한 Western blot 분석