

제품명: KOX17 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab13092

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	48kDa

항원 정보

유전자명	ZNF24 ZNF24; KOX17; ZNF191; ZSCAN3; Zinc finger protein 24; Retinoic acid suppression protein A;
다른 이름	RSG-A; Zinc finger and SCAN domain-containing protein 3; Zinc finger protein 191; Zinc finger protein KOX17
유전자 ID	7572.0
SwissProt ID	P17028
면역원	이 항원은 ZNF24 에서 유래한 항원임을 증명되었습니다. 예상 분량: 10-59


배경

가능한 단백질 수를 전분리하는 것으로 PTM: DNA 손상 ATM 또는 ATR 에 의해 인산화 PTM: 수산화된 유성 크로질 C2H2 형의 인산화 단백질 결합 유성 1 개


SCAN 박스 모델을 포함 유성 4 개 C2H2 형이 연산자를 포함, 조특성 삼을 제한은 조에서 발현된, 기능 전이로 작용할 수 있음 전를 여하는 것으로 보인다. PTM: DNA 손상 ATM 또는 ATR 에 의해 인산화된다. PTM: 수인화된다. 유성 3 개 C2H2 형이 연산자를 포함한다. 유성 1 개 SCAN 박스 모델을 포함한다. 유성 4 개 C2H2 형이 연산자를 포함한다. , 조특성 삼을 제한은 조에서 발현된다.

연구 분야

이미지 데이터



ZNF24 항을 사용하여 HUVEC 세포 용출물을 위한 블롯 분석했다. 오른쪽은 항편이로 나타났다.



KOX17 다른 항을 사용하여 HuvEc 세포 용출물을 위한 블롯 분석했다.