

제품명: LDOC1L 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab13273

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간
결합	비특이적
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산기방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	24kDa

항원 정보

유전자명	LDOC1L
다른 이름	LDOC1L; MAR6; MART6; Protein LDOC1L; Leucine zipper protein down-regulated in cancer cells-like; Mammalian retrotransposon-derived protein 6
유전자 ID	84247.0
SwissProt ID	Q6ICC9
면역원	이 항체는 인간 LDOC1L에서 유래한 항원 펩타이드를 용해시킨다. 아민산 범위 141-190

배경

유형 LDOC1 계열에 해당. 유전형 LDOC1 계열에 해당.

