


위계열 유점 단백질 키메라 도판1 개 포함 유점 ROC 도판1 개 포함 유점 LRR(클러스터) 반복서열11 개 포함 유점 ANK 반복서열4 개 포함


연구 분야

-

이미지 데이터



LRRK1 항체를 이용한 HeLa 세포 면역형광 분석. 오른쪽 그림은 합판이 도착한 결과이다.



파라핀포텐인 뇌 조직에 대한 LRRK1 항체를 이용한 면역조직화 분석. 오른쪽 그림은 합판이 도착한 결과이다.