

제품명: MEGF6 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab13788

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%와 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	169kDa

항원 정보


유전자명	MEGF6 EGFL3 KIAA0815
다른 이름	-
유전자 ID	1953.0
SwissProt ID	O75095
면역원	인간 단백질 유한량 펩타이드 아민산 범위 40-120

배경

유형 25 개의 EGF 유닛을 포함한다. 유형 25 개의 EGF 유닛을 포함한다.

연구 분야

이미지 데이터



HEK293 세포용 물에 대한 단층분리를 수행했고 1 차향는 1:10000 로 하여 사용했고 2 차향는 1:10000 로 하여 사용했다.