

제품명: MEK 키나제-4 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab13794

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	-

항원 정보

유전자명	MAP3K4
다른 이름	MAP3K4; KIAA0213; MAPKKK4; MEKK4; MTK1; Mitogen-activated protein kinase kinase 4; MAP three kinase 1; MAPK/ERK kinase kinase 4; MEK kinase 4; MEKK 4
유전자 ID	4216.0
SwissProt ID	Q9Y6R4
면역원	이 항체는 인간 MAP3K4 에서 유한 항원 단백질을 사용하여 생성되었습니다. 에피토프 번호: 1281-1330

배경

각각 유한 항원 단백질 키나제(MAPK) 경로의 핵심 구성 요소인 MAPK 키나제 키나제(MAPKKK)는 특정 MAPK 키나제(MAPKK)를 인산화하여 활성화시키고, 활성화된 MAPK 키나제는 특정 MAPK를 활성화합니다. ERK MAPK는 세포 증식과 분화에 관여하며, CSBP2 및 JNK MAPK는 스트레스 반응과 관련된 다양한 생물학적 과정에 관여합니다.

