

제품명: MGST2 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab13874

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산기방부제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:300, ELISA 1:2000-1:20000
분자량	17kDa

항원 정보

유전자명	MGST2
다른 이름	MGST2; GST2; Microsomal glutathione S-transferase 2; Microsomal GST-2; Microsomal GST-II
유전자 ID	4258.0
SwissProt ID	Q99735
면역원	MGST2 에 유한한 합성 펩타이드 에피소프 370-450

배경


MAPEG(에피사이드 및 유도체의 막 관련 단백질) 패밀리는 6개의 아인도 단백질로 구성되어 있으며, 이 중 몇몇은 중추 신경계의 미세 글루코아미노글리칸의 의생에 관여한다. 이 유전자는 유로인 A4 외환형 유전자 클러스터인 C4를 생성하는 변이형 클러스터를 포함한다. 이 유전자에는 새로운 아형을 암호화하는 대체 스플라이싱 변이형이 확인되었다. [RefSeq] 제 2011년 2월, 클러스터링 RX +

글루타민 = HX + R-S-글루타민을 LTA4 의 환형 글루타민으로부터 LTC4 생성을 촉할수있다 1-클로로2,4-디플로렌 환형 글루타민의 합성을 촉할수있다 양성 MAPEG 계열에 속한다 소위 중성 지방과 지용성 간 지방 골고루 삼투 침투 흡수 과한 태간 태반에서 합된다 폐 뇌 태반 골에서는 매우 낮은 발현을 보인다

연구 분야

글루타민 대사 시트루스 P450 에 의한 아미노산 대사 아미노산

이미지 데이터



MGST2 단백질 함량 1:2000 으로 하여 293T 세포를 대상으로 웨스턴 블롯 분석을 하였다