

제품명: MPP8 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab14063

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%와 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	94kDa

항원 정보

유전자명	MPHOSPH8 MPP8
다른 이름	-
유전자 ID	54737.0
SwissProt ID	Q99549
면역원	인간 단백질 유한 상 펩타이드 아민산 범위 290-370


배경

PTM:M(유아염 단계서인화) 유성 1 개, 크로모솜을 포함 유성 4 개, ANK 반복 서열 포함 PTM:M(유아염 단계서인화) 유성 1 개, 크로모솜을 포함 유성 4 개, ANK 반복 서열 포함

연구 분야

-

이미지 데이터



HeLa 세포에 대한 단분광 분석을 수행했으며 1 차향는 1:10000 으로 확대하였습니다 2 차향는 1:10000 으로 확대하였습니다