

제품명: Myf-6 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab14284

연구용 전용

요약

| | |
|----------|--|
| 설명 | 토끼 다클론 항체 |
| 숙주 | 토끼 |
| 적용 | WB, IHC, ICC/IF, ELISA |
| 반응성 | 인간 쥐 생체 |
| 결합 | 비결합 |
| 변형 | 수정치 없음 |
| 아이소타입 | IgG |
| 클론성 | 다클론 |
| 형태 | 액체 |
| 농도 | 1mg/ml |
| Storage | Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오. |
| Shipping | Ice bags |
| 버퍼 | 글리세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산기방제인 0.02%를 함유한 PBS 용액 |
| 정제 | 천상정제 |

적용

| | |
|-------|--|
| 희석 비율 | WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000 |
| 분자량 | 26kDa |

항원 정보

| | |
|--------------|---|
| 유전자명 | MYF6 |
| 다른 이름 | MYF6; BHLHC4; MRF4; Myogenic factor 6; Myf-6; Class C basic helix-loop-helix protein 4; bHLHC4; Muscle-specific regulatory factor 4 |
| 유전자 ID | 4618.0 |
| SwissProt ID | P23409 |
| 면역원 | 이 항체는 인간 MYF6 에서 유한한 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다. 아민산 범위 116-165 |

배경

인간 Myf-6 (MYF6) 유전자는 근육에 특이적인 양성상행수 나선형 (bHLH) DNA 결합 단백질로 추정된 단백질을 암호화합니다. 이 단백질은 다른 bHLH 단백질이 종종 공유할 수 있는 DNA 결합 및 염색체 구성 능력이 있습니다. 이 유전자의 결손은 상체 위장 중첩 단층 (ADCNM)의 원인이 됩니다. [RefSeq 제 2010년 5월, 질병 MYF6 유전자 결손은 상체 위장 중첩 단층 (ADCNM) [MIM:160150]의 원인이 될 수 있습니다.]

