

**제품명: NCoA-3** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab14454**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간, 쥐, 생쥐
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제인 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	160kDa

## 항원 정보

유전자명	NCOA3
다른 이름	NCOA3; AIB1; BHLHE42; RAC3; TRAM1; Nuclear receptor coactivator 3; NCoA-3; ACTR; Amplified in breast cancer 1 protein; AIB-1; CBP-interacting protein; pCIP; Class E basic helix-loop-helix protein 42; bHLHe42; Receptor-associated coactivator 3; RAC-3; Steroid receptor coactivator protein 3; SRC-3; Thyroid hormone receptor activator molecule 1; TRAM-1
유전자 ID	8202.0
SwissProt ID	Q9Y6Q9
면역원	인간 NCoA-3 의 내부에서 유래한 합성 펩타이드

## 배경

