

제품명: NDRG4 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab14480

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	34kDa

항원 정보

유전자명	NDRG4 NDRG4; BDM1; KIAA1180; Protein NDRG4; Brain development-related molecule 1; N-myc downstream-regulated gene 4 protein; Vascular smooth muscle cell-associated protein 8;
다른 이름	SMAP-8
유전자 ID	65009.0
SwissProt ID	Q9ULP0
면역원	이 항원은 인간 NDRG4 에서 유한 항원 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다. 아민산 범위 187-236

배경


이 유전자 및 단백질은 N-myc 하류 조절자 계열 구성원이다. 유전자 코딩은 단백질 생성에 필수적인 전사 인자 발현에 필요한 유전 정보를 제공한다. 이 유전자는 전조

질문하실수있습니다.대체물질을통해양한이항을공하는이전체생됩니다.[RefSeq 제공 2011년 6월] 기능상세의외출후별맞기에연할수있습니다.유성NDRG 계열에함니다.조직특성 뇌위상에서발됩니다.이항1 과이항2 는뇌에서발됩니다.이항3 은상기 뇌에서발됩니다.


연구 분야

신경학 신경추적형 신경호전달


이미지 데이터



표면에포된인간상장조직에대한NDRG4 항를이용한면적조직화분석. 오른쪽 그림은항편이로차단한결과이다.



NDRG4 항를이용하여HT-29 및HepG2 세포를이용위던분석했다. 오른쪽은항편이로차단했다.



NDRG4 항를이용하여K562 세포를이용위던분석했다.